

VORDERSEITE:

Um am Behandlungsstuhl funktionell und ästhetisch optimale Provisorien zu erzielen, benötigen Sie nur dieses eine System:

Mit den besten Materialien starten:

TempArt® Acrylat ist ideal für die Herstellung ästhetischer provisorischer Restaurationen mit hervorragender farblicher Anpassung direkt am Behandlungsstuhl. Exklusive interne Farbgebung führt zu bemerkenswerter Farbtiefe und natürlicher Transparenz. 5 Basisfarben mit Vita®-Übereinstimmung und 5 Pulver für die interne Farbmodifizierung. Ihre Patienten können schon vorab feststellen, wie ihre endgültige Restauration aussieht und wie sie sich anfühlt.

Individuelle Gestaltung für optimale Ästhetik:

Verwenden Sie das TempArt® lichthärtende Farbe-Kit, um erstaunliche Ergebnisse mit TempArt und VersaTemp zu erzielen. 6 lichthärtende Farben ermöglichen Ihnen die genaue Simulation feinsten Schattierungen, Merkmale und Farbvariationen der natürlichen Zahnschubstanz.

Der superharte, lichthärtende GlossCote Lack bietet ein dauerhaftes, glänzendes und lebensrechtes Aussehen für alle Acrylat- und Kompositmaterialien. Er dient auch als ideales Bondingmittel für die Unterfütterung von Provisorien aus Komposit.

VersaTemp® Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff – bequemes Automix, erhältlich in 5ml Automix-Handspritze, 25 ml- oder 50 ml-Kartusche. VersaTemp ist nicht nur funktionell und ästhetisch anderen Provisorien überlegen, es ist auch ein großartiges diagnostisches Werkzeug, das den langfristigen restaurativen Erfolg garantiert. VersaTemp Provisorien bieten eine extrem genaue Vorabansicht der permanenten Restauration. Das gibt Ihnen und Ihren Patienten eine einzigartige Gelegenheit, Passform, Farbe und Formgebung des Provisoriums am Behandlungsstuhl anzupassen, mit wunderbaren Provisorien und einer Vorlage für perfekte Restaurationen als Ergebnis.

Fertigstellen mit dem besten Zement:

SensiTemp® Temporäre Zemente – Drei desensibilisierende, temporäre Automix-Zementformeln für alle Indikationen. Alle SensiTemp Formeln enthalten Kaliumnitrat, was hilft, eine postoperative Überempfindlichkeit zu minimieren. Erhältlich in Automix-Dosiersystemen, die eine perfekte Mischung garantieren, ohne großen Aufwand und mit minimalem Abfall (weniger als bei Tubenprodukten): 4 ml Automix-Handspritze oder 25 ml-Automix-Kartusche für S-25 Dosierpistolen. Alle Produkte bieten höchsten Komfort für den Patienten bei gleichzeitig reduzierter Behandlungszeit.

Das neue System von Sultan Healthcare für die provisorische Versorgung

RÜCKSEITE:

TempArt™ Acrylat Einführungs-Kit

1 – 100 ml Tropfflasche Flüssigkeit, Pulver in 5 Farbtönen, 5

Farben für interne Modifikation, 1 LC Stain-Kit (6 – 5 ml-Flaschen: Gelb, Blau, Grau, Weiß, Braun, Bernstein), 1 – 15 ml-Flasche GlossCote, 1 - Anmischgefäß

TempArt™ A2 Nachfüll-Kit
100 g A2 und 100 ml Flüssigkeit

VersaTemp® 5 ml Automix-Handspritze (1 - 5 ml-Spritze, 5 braune Mischspitzen)
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff - A1
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff – A2
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff – A3

VersaTemp® 25 ml Einführungs-Kit
VersaTemp 25 ml (A1, A2, A3,5, B1), 40 Mischspitzen, S-25 Dosierpistole

VersaTemp® 25 ml Nachfüll-Kit (1-25 ml 1:1 Kartusche, 10 blaue Mischspitzen)
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff A1
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff A2
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff A3,5
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff B1
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff A0
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff C2

VersaTemp® 50 ml Nachfüll-Kit (1 - 50 ml 1:1 Kartusche, 15 blaue Mischspitzen)
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff - A1
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff - A2
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff – A3

VersaTemp® 50 ml Bulk-Kit (3 - 50 ml-Kartuschen)
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff – A1
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff – A2
VersaTemp Temporärer Kronen- und Brückenkunststoff – A3

VersaTemp® Zubehör
Dosierpistole Typ S-25
Dosierpistole Typ S-50
Nachfüllung blaue Mischspitzen (3,2 mm x 12), Beutel mit 50 St.
Nachfüllung braune Mischspitzen (2,5 mm x 8), Beutel mit 20 St.

TempArt™ LC Stain Kit (lichthärtendes Farbe-Kit)
6 - 5 ml-Flaschen: Gelb, Blau, Grau, Weiß, Braun, Bernstein

GlossCote® lichthärtender Lack
1 – 15 ml Flasche mit Gloss Cote

SensiTemp ZOE
Eine neue Zinkoxid-Eugenol-Mischung für temporäres Zementieren.

SensiTemp ZOE (Zinkoxid-Eugenol), Temporärer Zement, 4 ml Automix-Handspritze mit 10 Mischspitzen

SensiTemp ZOE (Zinkoxid-Eugenol) Temporärer Zement, 25 ml-Kartusche, 15 Mischspitzen

SensiTemp NEZO

Eine neue, eugenolfreie Zinkoxid-Mischung für die temporäre Befestigung, ideal für alle Indikationen.

SensiTemp NEZO (eugenolfreies Zinkoxid), Temporärer Zement, 4 ml Automix-Handspritze mit 10 Mischspitzen

SensiTemp NEZO (eugenolfreies Zinkoxid), Temporärer Zement, 25 ml-Kartusche, 15 Mischspitzen

SensiTemp Kunststoff

Ein eugenolfreier temporärer Zement auf Kunststoffbasis mit hoher Festigkeit, ideal für alle Indikationen.

SensiTemp Kunststoff, Temporärer Zement, 4 ml Automix-Handspritze mit 10 Mischspitzen

SensiTemp Kunststoff 25 ml Nachfüll-Kit, 25 ml-Kartusche, 15 Mischspitzen

SensiTemp Zubehör

Dosierpistole Typ S-25

Nachfüllung Mischspitzen (2,5 mm x 8), 4 ml-Spritze, Packung mit 20 St., braune stumpfe Spitze (Kunststoff)

Nachfüllung Mischspitzen (2,5 mm x 8), 4 ml-Spritze, Packung mit 20 St., braune Nadelspitze (NEZO, ZOE)

Nachfüllung Mischspitzen (3,2 mm x 12), 25 ml-Kartusche, Packung mit 50 St., blaue Spitze

Testen Sie Sultan Produkte OHNE RISIKO. Wenn Sie nicht vollends zufrieden sind, können Sie nicht verwendetes Material zurücksenden und erhalten den Kaufpreis ohne weitere Fragen erstattet.