

## FRONT:

Para lograr restauraciones provisionales con una funcionalidad y estética superiores en su consultorio, éste es el único sistema que necesita:

Comience con los mejores materiales:

La resina acrílica TempArt® es ideal para crear restauraciones provisionales estéticas altamente resistentes y del color deseado en su consultorio. La exclusiva colorización interna permite obtener una notable profundidad de color y una translucencia natural. Incluye 5 tonos básicos tipo Vita® y 5 polvos matizadores modificadores internos. Permite a sus pacientes saber de antemano cómo se verá y sentirá la restauración final.

Personalice las restauraciones para obtener un mejor resultado estético:

Utilice el kit de tinturas curadas con luz TempArt® para obtener resultados sorprendentes con TempArt y VersaTemp. Las 6 tinturas curadas con luz le permiten imitar con precisión las tonalidades, matices y variantes de color sutiles de los dientes naturales.

El esmalte curado con luz GlossCote de fraguado super-duro permite dar una pátina brillante, duradera y natural a todos los materiales de resina acrílica y compuesta. También es un agente de unión ideal para revestir piezas temporales compuestas.

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp® – Automezclado sencillo, disponible en una jeringuilla manual de automezclado de 5 ml o en cartuchos de 25 ml o 50 ml. VersaTemp no sólo es un material provisional superior desde el punto de vista funcional y estético sino que además es una excelente herramienta de diagnóstico que permite asegurar el éxito de la restauración a largo plazo. Las restauraciones temporales elaboradas con VersaTemp permiten ver de antemano y con gran precisión cómo será la restauración permanente. El profesional tiene la oportunidad única de ajustar junto con sus pacientes el tamaño, el color y la forma de las restauraciones temporales y lograr piezas de excelente calidad que servirán de base para restauraciones permanentes perfectas.

Acabado con el mejor cementado:

Cementos temporales SensiTemp® – Tres formulaciones de cemento temporal desensibilizador de automezclado aptas para todas las aplicaciones. Todas las fórmulas SensiTemp contienen nitrato de potasio para reducir al mínimo la sensibilidad postoperatoria. Se ofrecen en sistemas de aplicación de automezclado que aseguran una mezcla perfecta, sin ensuciar y con un derroche mínimo (menor que el de los productos que vienen en tubo): jeringuilla manual de automezclado de 4 ml o cartucho de automezclado de 25 ml para pistolas aplicadoras S-25. Todos proporcionan el máximo confort al paciente y reducen el tiempo de trabajo.

El nuevo sistema de temporización Sultan Healthcare

## BACK:

Kit introductorio de resina acrílica TempArt™

1 frasco gotero con 100 ml de líquido, polvo de resina de 5 tonalidades, 5 tonalidades modificadoras intrínsecas, 1 kit de tinturas curadas con luz (6 frascos de 5 ml: amarilla, azul, gris, blanca, marrón, ámbar oscura), 1 frasco de GlossCote de 15 ml, 1 plato de mezclado

Kit de repuesto A2 TempArt™  
100 g de A2 y 100 ml de líquido

Jeringuilla manual de automezclado de 5 ml VersaTemp® (1 jeringuilla de 5 ml, 5 puntas de mezclado de color marrón)

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A1

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A2

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A3

Kit introductorio de 25 ml VersaTemp®

VersaTemp 25 ml (A1, A2, A3.5, B1), 40 puntas de mezclado, pistola aplicadora S-25

Kit de repuesto de 25 ml VersaTemp® (1 cartucho 1:1 de 25 ml, 10 puntas de mezclado de color azul)

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A1

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A2

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A3.5

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp B1

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A0

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp C2

Kit de repuesto de 50 ml VersaTemp® (1 cartucho 1:1 de 50 ml, 15 puntas de mezclado de color azul)

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A1

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A2

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A3

Kit a granel de 50 ml VersaTemp® (3 cartuchos de 50 ml)

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A1

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A2

Resina para coronas y puentes temporales VersaTemp A3

Accesorios VersaTemp®

Pistola aplicadora tipo S-25

Pistola aplicadora tipo S-50

Puntas de mezclado de repuesto de color azul (3,2 mm x 12), bolsa de 50

Puntas de mezclado de repuesto de color marrón (2,5 mm x 8), bolsa de 20

Kit de tinturas curadas con luz TempArt™

6 frascos de 5 ml: amarilla, azul, gris, blanca, marrón, ámbar oscura

Esmalte curado con luz GlossCote®  
1 frasco de Gloss Cote de 15 ml

#### SensiTemp ZOE

Una nueva formulación de cemento temporal a base de óxido de cinc eugenol  
Cemento temporal SensiTemp ZOE (óxido de cinc eugenol) Jeringuilla manual de automezclado de 4 ml con 10 puntas de mezclado  
Cemento temporal SensiTemp ZOE (óxido de cinc eugenol) Cartucho de 25 ml, 15 puntas de mezclado

#### SensiTemp NEZO

Una nueva formulación de cemento temporal a base de óxido de cinc sin eugenol ideal para todas las aplicaciones.  
Cemento temporal SensiTemp NEZO (óxido de cinc sin eugenol) Jeringuilla manual de automezclado de 4 ml con 10 puntas de mezclado  
Cemento temporal SensiTemp NEZO (óxido de cinc sin eugenol) Cartucho de 25 ml, 15 puntas de mezclado

#### Resina SensiTemp

Una formulación de cemento temporal de alta resistencia a base de resina sin eugenol ideal para todas las aplicaciones.  
Cemento temporal a base de resina SensiTemp, jeringuilla manual de automezclado de 4 ml con 10 puntas de mezclado  
Kit de repuesto de 25 ml de resina SensiTemp, cartucho de 25 ml, 15 puntas de mezclado

#### Accesorios SensiTemp

Pistola aplicadora tipo S-25  
Puntas de mezclado de repuesto (2,5 mm x 8), jeringuilla de 4 ml, paquete de 20, punta roma de color marrón (resina)  
Puntas de mezclado de repuesto (2,5 mm x 8), jeringuilla de 4 ml, paquete de 20, punta aguja de color marrón (NEZO, ZOE)  
Puntas de mezclado de repuesto (3,2 mm x 12), cartucho de 25 ml, paquete de 50, punta de color azul

Pruebe los productos Sultan SIN RIESGOS. Si no queda completamente satisfecho, puede devolver la parte del producto que no utilizó y le reembolsaremos el precio total sin hacer preguntas.