



Sultan Chemists, Inc.
 85 West Forest Avenue
 Englewood, NJ 07631
 Emergency Tel. No.
 (201) 871-1232
 Fax: (201) 871-0321
 Date prepared: 31-Jan-2003

Foglio sulla sicurezza dei materiali

**PER EMERGENZA CHIMICA
 CONTATTARE INFOTRAC
 1-800-535-5053
 24 ore su 24, 7 giorni su 7**

Classificazione dei rischi

- 4 = Estremo
- 3 = Elevato
- 2 = Moderato
- 1 = Scarso
- 0 = Insignificante
- H = Pericoloso

0 Salute
1 Infiammabilità
0 Reattività
Nessun rischio specifico

1. **Identificazione chimica**
 Nome commerciale: Genie Impression Material
 Codice: 77600,77605,77610,77615,77620,77625,77630,77635
2. **Composizione/Informazioni sugli ingredienti**
 Vinile polysiloxane, vulcanizzazione dell'additivo
3. **Identificazione dei pericoli**
Tossicità: non è stato riportato che il materiale causi problemi di salute rilevanti.
Segni e sintomi di esposizione: Il prodotto può irritare gli occhi e la cute. Contatto con gli occhi: irritazione e possibile danno alla cornea. Contatto con la cute: irritazione o possibile reazione allergica
Principali vie di esposizione contatto con la cute, contatto con gli occhi, ingestione
4. **Provvedimenti di primo soccorso**
Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua abbondante per 15 minuti. Consultare un medico.
Contatto con la cute: Lavare con acqua e sapone.
Ingestione: L'ingestione di piccole quantità di questo materiale, in condizioni normali non ha un effetto dannoso. Se vengono ingerite grandi quantità, consultare un medico.
5. **Misure antincendio**
 Punto di infiammabilità:>415F
 Mezzi di estinzione: Sabbia, schiuma, diossido di carbonio, sostanze chimiche asciutte
 Speciale procedure antincendio: Indumenti completamente protettivi con mascherine portatili per respirazione.
 Rischi insoliti d'incendio ed esplosione: Possibile presenza di gas irritanti derivanti dalla decomposizione delle resine di silicone.
6. **Misure per la fuoriuscita accidentale**
 Spargere vermicolite sul materiale fuoriuscito per assorbire eventuali resine. Raccogliere e porre in un contenitore.
7. **Utilizzo e conservazione**
 Utilizzo: Non occorrono misure speciali se utilizzato secondo le istruzioni.
 Conservazione: Conservare lontano da eccessive fonti di calore.
8. **Controlli di esposizione/Protezione personale**
 Evitare il contatto con occhi e cute e l'ingestione. .
 Rimuovere il materiale fuoriuscito dalla cute e dai vestiti. Non mangiare o bere durante l'utilizzo di questo materiale.
9. **Proprietà fisiche e chimiche**
 Aspetto e odore: paste di diversi colori con un leggero odore di bacche.
 Solubilità in acqua: Nulla
 Punto di ebollizione (° C): >200C
 Percentuale di evaporazione: <1
 Densità del vapore (aria = 1): Non applicabile
 Densità: Non applicabile
10. **Stabilità e reattività**
 Stabilità: Questo materiale è stabile.
 Polimerizzazione pericolosa: Non ha luogo.
 Condizioni da evitare: Calore eccessivo
11. **Informazioni tossicologiche:**
 È possibile la comparsa di reazione allergica in individui suscettibili.
12. **Informazioni ecologiche**
 Non scaricare in fogne o in rifornimenti idrici.
 Persistenza ambientale e degradabilità: nessun dato disponibile
 Ecotossicità: nessun dato disponibile
13. **Considerazioni per lo smaltimento:**
 Lo smaltimento può essere effettuato in discariche o in inceneritori nel rispetto delle norme locali, statali e federali.
14. **Informazioni sul trasporto**
 Nome di spedizione DOT per gli Stati Uniti: Non regolamentato
 Classe dei rischi DOT per gli Stati Uniti: Nessuna
 UNJNA. Numero: Nessuno
 Gruppo di imballaggio DOT per gli Stati Uniti: Nessuno
 Altro: Non considerato come carico pericoloso
15. **Informazioni regolamentari**
 Stato O.S.H.A. – Stati Uniti: Questo materiale non è ritenuto pericoloso secondo i criteri della norma federale statunitense sulla comunicazione dei materiali pericolosi.
16. **Altre informazioni:**
 Il materiale deve essere conservato nei contenitori originali. I contenitori non devono essere riutilizzati.
 Queste informazioni si basano su dati precisi. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'esattezza di tali dati o ai risultati ottenuti dall'utilizzo degli stessi. In nessun caso, il produttore o distributore si riterrà responsabile per danni di qualunque natura derivanti dall'utilizzo di tali dati o dall'affidibilità di tali informazioni. Le proprietà generali qui descritte devono essere considerate come guide e non sono garantite per tutti i campioni.