



Sultan Chemists, Inc.
85 West Forest Avenue
Englewood, NJ 07631
Nr. tel. per emergenze
(201) 871-1232
Fax: (201) 871-0321
Redatto il: 23 agosto 2004

Foglio sulla sicurezza dei materiali

**PER EMERGENZA CHIMICA
CONTATTARE INFOTRAC**
1-800-535-5053
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Classificazione dei rischi

4 = Estremo
3 = Elevato
2 = Moderato
1 = Scarso
0 = Insignificante
H = Pericoloso

0 Salute
1 Infiammabilità
0 Reattività
Nessun rischio specifico

1. **Identificazione chimica**
Nome commerciale: Genie Magic Mix
Codice: 78800, 78805, 78810, 78815, 78820, 78825, 78830, 78835
2. **Composizione/Informazioni sugli ingredienti**
Vinile polysiloxane, vulcanizzazione dell'additivo
3. **Identificazione dei pericoli**
Tossicità: non è stato riportato se il materiale causa problemi di salute rilevanti.
Segni e sintomi di esposizione: Il prodotto può irritare gli occhi e la cute. Contatto con gli occhi: irritazione e possibile danno alla cornea. Contatto con la cute: irritazione o possibile reazione allergica
Principali vie di esposizione contatto con la cute, contatto con gli occhi, ingestione
4. **Provvedimenti di primo soccorso**
Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua abbondante per 15 minuti. Consultare un medico.
Contatto con la cute: Lavare con acqua e sapone.
Ingestione: L'ingestione di piccole quantità di questo materiale, in condizioni normali non ha un effetto dannoso. Se vengono ingerite grandi quantità, consultare un medico.
5. **Misure antincendio**
Punto di infiammabilità:>415F
Mezzi di estinzione: Sabbia, schiuma, diossido di carbonio, sostanze chimiche secche
Speciale procedure antincendio: Indumenti completamente protettivi con mascherine portatili per respirazione.
Rischi insoliti d'incendio ed esplosione: Possibile presenza di gas irritanti derivanti dalla decomposizione delle resine di silicone.
6. **Misure per la fuoriuscita accidentale**
Spargere vermicolite sul materiale fuoriuscito per assorbire eventuali resine. Raccogliere e porre in un contenitore.
7. **Utilizzo e conservazione**
Utilizzo: Non occorrono misure speciali se utilizzato secondo le istruzioni.
Conservazione: Conservare lontano da eccessive fonti di calore.
8. **Controlli di esposizione/Protezione personale**
Evitare il contatto con occhi e cute e l'ingestione.
Rimuovere il materiale fuoriuscito dalla cute e dai vestiti.
Non mangiare o bere durante l'utilizzo di questo materiale.
9. **Proprietà fisiche e chimiche**
Aspetto e odore: paste di diversi colori con un leggero odore di bacche.
Solubilità in acqua: Nulla
Punto di ebollizione (° C): >200C
Percentuale di evaporazione: <1
Densità del vapore (aria = 1): Non applicabile
Densità: Non applicabile
10. **Stabilità e reattività**
Stabilità: Questo materiale è stabile.
Polimerizzazione pericolosa: Non ha luogo.
Condizioni da evitare: Calore eccessivo
11. **Informazioni tossicologiche:**
È possibile la comparsa di reazione allergica in individui suscettibili.
12. **Informazioni ecologiche**
Non scaricare in fogne o in reti idriche.
Persistenza ambientale e degradabilità: nessun dato disponibile
Ecotossicità: nessun dato disponibile
13. **Considerazioni per lo smaltimento:**
Lo smaltimento può essere effettuato in discariche o in inceneritori nel rispetto delle norme locali, statali e federali.
14. **Informazioni sul trasporto**
Nome di spedizione DOT per gli Stati Uniti: Non regolamentato
Classe dei rischi DOT per gli Stati Uniti: Nessuno UNJNA. Numero: Nessuno
Gruppo di imballaggio DOT per gli Stati Uniti: Nessuno
Altro: Non considerato come carico pericoloso
15. **Informazioni regolamentari**
Stato O.S.H.A. - Stati Uniti: Questo materiale non è ritenuto pericoloso secondo i criteri della norma federale statunitense sulla comunicazione dei materiali pericolosi.
16. **Altre informazioni:**
Il materiale deve essere conservato nei contenitori originali. I contenitori non devono essere riutilizzati.

Queste informazioni si basano su dati precisi. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'esattezza di tali dati o ai risultati ottenuti dall'utilizzo degli stessi. In nessun caso il produttore si riterrà responsabile per danni di qualunque natura derivanti dall'utilizzo di tali dati o dall'affidabilità di tali informazioni. Le proprietà generali qui descritte devono essere considerate come guide e non sono garantite per tutti i campioni.