



Sultan Chemists, Inc.  
85 West Forest Avenue  
Englewood, NJ 07631  
Nr. tel. per emergenze  
(201) 871-1232  
Fax: (201) 871-0321

Data di revisione: 15 dicembre 2003

Foglio sulla sicurezza dei  
materiali

PER EMERGENZA CHIMICA  
CONTATTARE INFOTRAC  
1-800-535-5053  
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Classificazione dei rischi

4 = Estremo  
3 = Elevato  
2 = Moderato  
1 = Scarso  
0 = Insignificante  
H = Pericoloso

1 Salute
0 Inflammabilità
0 Reattività
0 Protezione personale

\*\*\*\*\*

#### 1. Identificazione chimica

Nome prodotto: Cemento provvisorio Sensi Temp ZOE (Zinc Oxide Eugenol), acceleratore  
Codice: 70040 (automix da 4 ml con 20 punte di miscelazione),  
70045 (automix da 25 ml con 30 punte di miscelazione)

#### 2. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Questo prodotto non contiene componenti pericolosi come definito nella norma sulla comunicazione dei materiali pericolosi OSHA (29 CFR 1910.1200)

#### 3. Identificazione dei pericoli

Per i rischi potenziali per la salute: vedere le sezioni 10 e 11 qui di seguito.

Non si prevedono ulteriori rischi significativi per l'uomo o l'ambiente.

#### 4. Provvedimenti di primo soccorso

**Contatto con gli occhi:** Lavare con moltissima acqua.

**Contatto con la cute:** Lavare con acqua e sapone.

**Inalazione:** Portare la persona in una zona ben ventilata e seguire le normali procedure di primo soccorso.

**Ingestione:** Chiamare il medico.

#### 5. Misure antincendio

Inflammabilità: No

Mezzi di estinzione: Contatto con acqua, soddisfacente

Speciali procedure antincendio: Non richiesti

Rischi insoliti d'incendio ed esplosione: Nessuna in particolare

#### 6. Misure per la fuoriuscita accidentale

Evitare il contatto con occhi o cute. Lavare le mani con acqua e sapone in caso di contatto. Pulire con sapone, acqua e asciugamani di carta.

#### 7. Utilizzo e conservazione

Precauzioni per l'utilizzo: Non applicabile

Condizioni per la conservazione sicura: Conservare il kit a temperature non superiori di 23 C (73 F).

Altre limitazioni o raccomandazioni: Evitare l'esposizione all'umidità e alla luce.

#### 8. Controlli di esposizione/Protezione personale

Protezione respiratoria e ventilazione: Non richiesti

Indumenti di protezione speciali: Non richiesti

Norme igieniche: Evitare il contatto prolungato con la cute; lavare con acqua e sapone.

#### 9. Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto: Pasta non bianca

Odore: Odore scarso

Solubilità in acqua: Virtualmente insolubile

pH (a 25 C): Non applicabile

Punto di ebollizione (° C): Non applicabile

Punto di fusione: Non applicabile

Pressione del vapore (mm Hg a C): Irrilevante a temperature ambientali.

Gravità specifica (H<sub>2</sub>O = 1): circa 2,2

Densità del vapore (aria = 1): Non applicabile

Reattività dell'acqua: Non reattivo

#### 10. Stabilità e reattività

Stabilità: Generalmente stabile

Condizioni di instabilità: Evitare l'esposizione a temperature elevate

Incompatibilità con varie sostanze: Agenti fortemente ossidanti

Polimerizzazione pericolosa: Non ha luogo

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno noto

Condizioni da evitare: Temperature elevate ed agenti ossidanti

#### 11. Informazioni tossicologiche:

Effetti acuti potenziali sulla salute: Possibilità di irritazione della cute o sensibilizzazione se non rimosso immediatamente.

Effetti cronici potenziali sulla salute: Possibilità di sensibilizzazione o irritazione della cute in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Segni e sintomi di esposizione: Irritazione occhi/cute

Condizioni mediche generalmente aggravate dall'esposizione: Dermatite

Effetti cancerogeni o potenzialmente cancerogeni: Nessun ingrediente elencato è cancerogeno

Altri effetti potenziali sulla salute: Nessuno noto.

#### 12. Informazioni ecologiche

Nessun danno o impatto ecologico previsto se utilizzato nel modo indicato.

#### 13. Considerazioni per lo smaltimento:

Non smaltire i componenti nel lavandino. Eseguire lo smaltimento nel rispetto di tutte le norme federali, statali e locali.

#### 14. Informazioni sul trasporto

Classificazione UN: Non applicabile

Disposizioni speciali per il trasporto: Evitare temperature elevate

Identificazione: Non applicabile

#### 15. Informazioni regolamentari

Dispositivo dentale F.D.A. (Stati Uniti): Prodotto di classe II

Direttiva CE sui dispositivi medicali: Prodotto di classe II

OSHA PEL: S/O

ACGIH TLV: S/O

#### 16. Altre informazioni:

Le informazioni qui contenute si basano su dati precisi. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'esattezza di tali dati o ai risultati ottenuti dall'utilizzo degli stessi. In nessun caso il produttore o distributore si riterrà responsabile per danni di qualunque natura derivanti dall'utilizzo di tali dati o dall'affidabilità di tali informazioni. Le proprietà generali qui descritte devono essere considerate come linee guida e non sono garantite per tutti i campioni.