

Sicherheitsdatenblatt

Sultan Sultan Healthcare, Inc.
330 South Van Brunt Street, Englewood, NJ 07631, USA
Telefon: +1 201-871-1232 • Gebührenfrei in den USA: 800-637-8582
Fax: +1 201-871-0321 • <http://sultanhealthcare.com>
Autorisierter Vertreter der EU (MDD 93/42/EEC)
MDSS GmbH • Schiffgraben 41 • D-30175 Hannover, Germany

CHEMIKALIENNOTRUFNUMMER: IN DEN USA: 1-800-535-5053 , RUND UM DIE UHR

Q-Form 10-111, Rev B

Herausgegeben am: 25. Juni 2007

1. Chemische Charakterisierung

Übliche Bezeichnung: SOLO
Desinfektionswischtücher
Best.-Nr.: 90000

2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Eine proprietäre Mischung von Tensiden,
Stabilisierungsmitteln und komplexen anorganischen
Polymeren.
Nonylphenol-(8 Mol)-ethoxylat Prozent: Maximal
0,2 %
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
Prozent: Maximal 1,0 %
Didecyldimethylbenzylammoniumchlorid
Prozent: Maximal 1,0 %
Poly(hexamethylenbiguanid)-Hydrochlorid
Prozent: Maximal 0,2 %

3. Gefahrenbezeichnung

Augen: Kann Augenreizung hervorrufen.
Haut: Kann Hautreizung hervorrufen.
Verschlucken: Entfällt, aber keine bekannten
toxischen Wirkungen.
Chronizität: Es wurden keine chronischen
Wirkungen festgestellt.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser spülen.
Falls die Beschwerden anhalten, Arzt zu Rate ziehen.
Nach Hautkontakt: Keine besondere Gefahr. Im
Falle einer Reizung Haut mit reichlich Wasser
waschen.
Nach Einatmen: k.A.
Nach Verschlucken: Mund spülen und reichlich
Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen hervorrufen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Flammpunkt und Methode: k.A.
Geeignete Löschmittel: k.A.
Besondere Brandbekämpfungsmaßnahmen: Diese
Wischtücher enthalten ein Produkt auf Wasserbasis,
das Verbrennung nicht fördert.
Ungewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren: Im
Brandfall werden keine giftigen Dämpfe entwickelt.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Wenn nach Vorschrift verwendet, ist die
Umweltgefährdung gering. Nicht in der freien Natur
entsorgen. Als normalen festen Abfall entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Kontakt mit Augen und Haut
vermeiden. Nicht gefährlich, wenn sachgemäße
Industriestandards angewandt werden.
Lagerung: Im Originalbehälter in einem gut
belüfteten trockenen Bereich aufbewahren.

8. Expositionsüberwachung/Personalschutz

Expositionsgrenzen - Methode: k.A.
Atemschutz: Keine besonderen Anforderungen,
wenn angewendet wie empfohlen.
Augenschutz: k.A.
Abzug erforderlich: k.A.
Schutzhandschuhe: Bei längerem Kontakt
Schutzhandschuhe tragen.
Spezielle Schutzkleidung: k.A.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Weißes Wischtuch
Geruch: Medizinischer Geruch
Löslichkeit in Wasser: Mischbar mit Wasser
pH (bei 25 °C): 5-6
Siedepunkt (°C): k.A.
Schmelzpunkt: k.A.
Verdunstungsrate (Butylacetat = 1): k.A.
Dampfdruck (mmHg bei °C): Nicht relevant
Spezifische Dichte: 0,99 (bei 20 °C)
Dampfdichte (Luft = 1): Nicht relevant
Reaktivität mit Wasser: k.A.

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Stabil unter normalen
Anwendungsbedingungen.
Gefahr der Polymerisation: k.A.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: k.A.
Bedingungen, die zu vermeiden sind: k.A.

11. Angaben zur Toxikologie

Kann Augenreizung und Hautreizung verursachen.

12. Angaben zur Ökologie

Dieses Material stellt keine schwerwiegende
Umweltgefahr dar, wenn es sachgemäß gehandhabt
wird.

13. Hinweise zur Entsorgung

Gebrauchte Wischtücher als normalen festen Abfall
entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt

Sultan Sultan Healthcare, Inc.
330 South Van Brunt Street, Englewood, NJ 07631, USA
Telefon: +1 201-871-1232 • Gebührenfrei in den USA: 800-637-8582
Fax: +1 201-871-0321 • <http://sultanhealthcare.com>
Autorisierter Vertreter der EU (MDD 93/42/EEC)
MDSS GmbH • Schiffgraben 41 • D-30175 Hannover, Germany

CHEMIKALIENNOTRUFNUMMER: IN DEN USA: 1-800-535-5053 , RUND UM DIE UHR

Q-Form 10-111, Rev B

Herausgegeben am: 25. Juni 2007

Behandlung von verschmutztem
Verpackungsmaterial: Mit Wasser abwaschen und
mit dem normalen Abfall entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Nicht durch DOT, IMDG oder IATA gesetzlich
geregelt.

15. Vorschriften

Dieses Produkt wurde gemäß den
Gefährungskriterien der *Controlled Products
Regulations* klassifiziert.
Das Sicherheitsdatenblatt enthält alle Angaben, die
nach den *Controlled Products Regulations*
erforderlich sind.
Kennzeichnung nach EG Richtlinien: Ebiox Trionic
Wischtuch
EG Klassifizierung: Dieses Produkt ist basierend auf
den Testdaten und Bestimmungen der *Chemical
(Hazard Information and Packaging) Regulations
1994* und der *Preparations Directive 88/379/EWG*
nicht als gefährlich klassifiziert.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben, die hierin enthalten sind, basieren auf
Daten, die als richtig angesehen werden. Sie stellen
jedoch keine Zusage dar oder beinhalten die
Genauigkeit dieser Daten oder der Ergebnisse, die
von ihrem Gebrauch abgeleitet werden. In keinem
Fall wird der Hersteller oder Lieferant für Schäden
jeglicher Art verantwortlich sein, die von der
Verwendung des Vertrauens auf diese Angaben
resultieren. Allgemeine Eigenschaften sollen als
Richtlinien angesehen werden und sind nicht für alle
Beispiele garantiert.